



AKTION

Gültig von 14.10.2024 - 22.11.2024



DR. WEIGERT
 Hygiene mit System

neodisher® brilliant tabs



Universalreiniger für das maschinelle Geschirrspülen.
 Geeignet für alle Materialien, wie Glas, Porzellan,
 Kunststoff, Aluminium und Edelstahl.

Nicht geeignet für die Laborspülmaschine.

60 Tabs à 20 g

Artikelnr.	Inhalt	Preis
6.240 582	1,2 kg (60 Tabs)	12,50 €*

**SPECIAL
 PRICE**

neodisher® Z



Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel für die maschinelle
 Reinigung von Laborglas und anderen labortechnischen Utensilien,
 Flüssigkonzentrat.

Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sowie zur Entfernung
 säurelöslicher Rückstände in Laboratorien, bei denen Spuren von
 Phosphaten, Stickstoff oder Tensiden empfindliche
 Untersuchungen stören würden und wo eine besondere
 Materialschonung erforderlich ist.

Auf Basis organischer Säuren. Frei von Tensiden und Phosphaten.

Artikelnr.	Inhalt	Preis
9.192 425	5 Liter	41,00 €*
9.192 427	10 Liter	79,00 €*

neodisher® LaboClean FLA



Alkalischer Universalreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen labortechnischen Utensilien, Flüssigkonzentrat.

Universell einsetzbar. Mit ausgeprägter Reinigungskraft. Entfernt hartnäckige Rückstände auf Ölbasis und andere organische Verschmutzungen. Frei von Tensiden, Phosphorverbindungen und Oxidationsmitteln.

Artikelnr.	Inhalt	Preis
9.192.446	5 Liter	38,00 €* 38,00 €
9.192.447	10 Liter	69,00 €* 69,00 €

**SPECIAL
PRICE**

neodisher® LaboClean A 8



Alkalischer Universalreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen labortechnischen Utensilien, Pulver.

Universell einsetzbar, mit ausgeprägter Reinigungskraft und hohem Schmutztragevermögen und oxidativer Wirkung durch Aktivchlor. Entfernt Blut, Serum, Lebensmittelrückstände, Pharmaka, Farben, Lacke, Gelatine und andere organische Rückstände.

Frei von Tensiden.

Artikelnr.	Inhalt	Preis
9.192.403	10 kg Eimer	69,00 €* 69,00 €