

Pipetten-Umtauschaktion

Aktionszeitraum: 01.10.24 - 19.12.24

Sparen Sie bis zu 40%*!

und lassen Sie Ihr Altgerät bei BRAND kostenlos fachgerecht entsorgen.
Angebot gilt für mechanische Ein- und Mehrkanal-Pipetten aller Hersteller.

Tausch-
aktion
NEU
für ALT

Tausch-
aktion
NEU
für ALT

So einfach funktioniert es:

1. Neue Transferpette® S zum Aktionspreis kaufen
2. Unbedenklichkeitsbescheinigung für Altgerät unter www.brand.de/ube herunterladen
3. Altgerät mit **ausgefüllter** und **unterschiedener Unbedenklichkeitserklärung** an Buddeberg senden oder Ihrem Außendienst mitgeben

Transferpette® S, Typ Variabel

Lieferumfang: Transferpette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter, Silikonfett

	Volumenbereich, µl (farbkodiert)	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Teilung µl	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
●	0,1 - 1	2	0,02	1,2	0,012	0,001	9.280 140	159,06
●	0,1 - 2,5	1,4	0,035	0,7	0,018	0,002	9.280 141	159,06
●	0,5 - 10	1	0,1	0,5	0,05	0,01	9.280 142	159,06
●	2 - 20	0,8	0,16	0,4	0,08	0,02	9.280 143	159,06
●	5 - 50	0,8	0,4	0,3	0,15	0,05	9.280 144	159,06
●	10 - 100	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	9.280 145	159,06
●	20 - 200	0,6	1,2	0,2	0,4	0,2	9.280 146	159,06
●	100 - 1000	0,6	6	0,2	2	1	9.280 147	159,06
●	500 - 5000	0,6	30	0,2	10	5	9.280 148	159,06
●	1000 - 10000	0,6	60	0,2	20	10	9.280 149	159,06

Transferpette® S, Typ Fix

Lieferumfang: Transferpette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter, Silikonfett

	Volumenbereich, µl (farbkodiert)	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
●	10	1	0,1	0,5	0,05	9.280 150	101,01
●	20	0,8	0,16	0,4	0,08	9.280 151	101,01
●	25	0,8	0,2	0,4	0,1	9.280 152	101,01
●	50	0,8	0,4	0,4	0,2	9.280 153	101,01
●	100	0,6	0,6	0,2	0,4	9.280 154	101,01
●	200	0,6	1,2	0,2	0,2	9.280 155	101,01
●	500	0,6	3	0,2	0,2	9.280 156	101,01
●	1000	0,6	6	0,2	0,2	9.280 157	101,01
●	2000	0,8	16	0,3	0,3	9.280 158	101,01

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber dem Listenpreis.

** Justiert auf 'Ex'. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20 °C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. sowie gleichmäßiger Handhabung. R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient

BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, Transferpette® sowie die abgebildeten Wort-Bild-Marken und die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Buddeberg GmbH | Mallastr. 49 | 68219 Mannheim
T 0621 87690-0 | info@buddeberg.de | www.buddeberg.de

Attraktive Austauschpreise

und fachgerechte Entsorgung Ihres Altgeräts
– nur bis 19.12.2024

BRAND. For lab. For life.®

Transferpette® S von BRAND zum Aktionspreis

Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halteposition angenehm in der Hand, ob mit der rechten oder der linken Hand, ob mit großen oder kleinen Händen. Ein Umgreifen ist dabei nicht nötig, denn die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhandbedienung auf: Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen.

Fachgerechte Entsorgung Ihrer mechanischen Ein- oder Mehrkanalpipette

BRAND bestätigt Ihnen die fachgerechte Entsorgung Ihres Geräts. Als ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen handeln wir entsprechend unserer Umweltpolitik und unserer Umweltziele. Dies beinhaltet die Rücknahme und die Entsorgung Ihres Geräts (mechanische Ein- und Mehrkanal-Pipetten aller Hersteller).

Die Entsorgung umfasst u.a. die werkstoffgerechte Trennung der Bauteile und, sofern technisch und wirtschaftlich möglich, deren Recycling.

