BRAND®

LABORATORY TECHNOLOGY®
GERMANY
Buddeberg
WWW.BUDDEBERG.DE



Jetzt
sparen!

Attraktive Sonderpreise

Verpassen Sie nicht unsere Sonderpreise für Titrette®, Transferpette® *S*, PCR Einzelgefäße und BLAUBRAND® Messkolben – nur vom 01.01. bis 31.03.2026

BRAND. For lab. For life.®









www.buddeberg.de

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber Hersteller Listenpreis.

Sonderaktion

Aktionszeitraum: 01.01.26 bis 31.03.26

Jetzt sparen!

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder auf www.buddeberg.de.

Transferpette® *S*

+ In jeder Haltung: komfortable Einhandbedienung.
+ Für alle Hände: ergonomisches Design.
+ Sicher: Volumenverstellschutz verhindert versehentliche Verstellung.

Jetzt bis zu **20%*** sparen!

Transferpette® *S*, Typ Variabel
Lieferumfang: Transferpette® *S* Mikroliterpipette, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter und Silikonfett

Volumenbereich, µl (farbkodiert)	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Teilung µl	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
0,1 – 1	2	0,02	1,2	0,012	0,001	9.280 140	218,60
0,1 – 2,5	1,4	0,035	0,7	0,018	0,002	9.280 141	218,60
0,5 – 10	1	0,1	0,5	0,05	0,01	9.280 142	218,60
2 – 20	0,8	0,16	0,4	0,08	0,02	9.280 143	218,60
5 – 50	0,8	0,4	0,3	0,15	0,05	9.280 144	218,60
10 – 100	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	9.280 145	218,60
20 – 200	0,6	1,2	0,2	0,4	0,2	9.280 146	218,60
100 – 1000	0,6	6	0,2	2	1	9.280 147	218,60
500 – 5000	0,6	30	0,2	10	5	9.280 148	218,60
1000 – 10000	0,6	60	0,2	20	10	9.280 149	218,60



** Justiert auf 'Ex'. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20 °C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. sowie gleichmäßiger Handhabung. R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient

Titrette®

+ Präzises Titrieren innerhalb der Fehlergrenzen der Klasse A
+ Einfache und effiziente Bedienung
+ Kompakt und robust

Jetzt bis zu **20%*** sparen!

Flaschenaufsatz-Bürette Titrette®
Lieferumfang: Titrette®, für GL 45-Gewindeflaschen, DE-M gekennzeichnet, Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr (170 – 330 mm), Rückdosierrohr, 2 Mikro-Batterien (AAA/UM4/LR03), 3 Polypropylen-Flaschenadapter (GL 32, S 40, NS 29/32), 2 braun eingefärbte Lichtschutz-Fenster.

Nennvolumen	Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
10 ml	Standard	1	6.259 209	768,00
25 ml	Standard	1	9.271 332	768,00
50 ml	Standard	1	9.271 333	768,00
10 ml	mit RS232 Schnittstelle	1	9.271 338	986,56
25 ml	mit RS232 Schnittstelle	1	9.271 334	986,56
50 ml	mit RS232 Schnittstelle	1	9.271 335	986,56



* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber Hersteller Listenpreis.

Messkolben, BLAUBRAND®



Jetzt bis zu **25%*** sparen!

+ Technische Perfektion für genaueste Messergebnisse
+ Langlebigkeit made in Germany
+ In Service und Kompetenz einen Schritt voraus

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, mit PP/PE-Stopfen

ISO-Chargenzertifikat, Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In".

Beschreibung	Menge pro VE	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
5 ml, W, NS 10/19	2	4.683 911	28,06
10 ml, NS 7/16	2	4.689 148	28,06
10 ml, W, NS 10/19	2	4.683 912	28,36
20 ml, W, NS 12/21	2	4.683 913	29,48
20 ml, NS 10/19	2	4.683 914	28,96
25 ml, NS 10/19	2	4.683 915	28,96
25 ml, W, NS 12/21	2	4.683 916	32,32
50 ml, NS 12/21	2	4.683 917	31,88
50 ml, W, NS 14/23	2	4.683 918	32,32
100 ml, NS 12/21	2	4.683 919	34,72
100 ml, NS 14/23	2	4.683 920	34,72
150 ml, NS 14/23	2	6.326 927	43,66
200 ml, NS 14/23	2	4.683 921	39,52
250 ml, NS 14/23	2	4.683 922	41,32
500 ml, NS 19/26	2	4.683 923	48,82
1000 ml, NS 24/29	1	9.276 453	43,13
1000 ml, W, NS 29/32	1	7.408 401	47,36
2000 ml, NS 29/32	1	9.276 454	58,95

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, braun

ISO-Chargenzertifikat, Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In".

Beschreibung	Menge pro VE	Best.-Nr.	Aktions-preis €*
5 ml, W, NS 10/19	2	4.683 924	47,78
10 ml, W, NS 10/19	2	4.683 925	47,78
20 ml, NS 10/19	2	7.018 556	47,56
20 ml, W, NS 12/21	2	4.714 196	50,92
25 ml, NS 10/19	2	4.683 927	47,56
25 ml, W, NS 12/21	2	4.714 197	50,92
50 ml, NS 12/21	2	4.683 928	49,66
50 ml, W, NS 14/23	2	4.683 929	50,78
100 ml, NS 14/23	2	4.683 930	50,48
200 ml, NS 14/23	2	4.683 931	62,78
250 ml, NS 14/23	2	4.683 932	69,52
500 ml, NS 19/26	2	4.683 933	87,16
1000 ml, NS 24/29	1	7.018 564	67,43

PCR Einzelgefäße

Jetzt bis zu **30%*** sparen!

+ Schnelle Wärmeübertragung durch dünne Gefäßwände
+ Schutz vor Verdunstung durch dicht schließende Deckel
+ Einfache Identifikation der Proben durch optionale Farbigkeit

Einzelgefäße PCR, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY

Volumen ml	Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
0,2	mit anhängendem, gewölbten Deckel, transparent	1000	9.409 370	51,70
	mit anhängendem, flachen Deckel, rosa	1000	9.409 280	42,56
	mit anhängendem, flachen Deckel, gelb	1000	9.409 281	42,56
	mit anhängendem, flachen Deckel, grün	1000	9.409 282	42,56
	mit anhängendem, flachen Deckel, blau	1000	9.409 283	42,56
	mit anhängendem, flachen Deckel, transparent	1000	9.409 371	42,56
0,5	mit anhängendem, flachen Deckel, transparent	1000	9.409 372	39,06
	mit anhängendem, flachen Deckel, rosa	1000	9.409 284	39,06
	mit anhängendem, flachen Deckel, gelb	1000	9.409 285	39,06
	mit anhängendem, flachen Deckel, grün	1000	9.409 286	39,06
	mit anhängendem, flachen Deckel, blau	1000	9.409 287	39,06



* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber Hersteller Listenpreis.

BIO-CERT®, BLAUBRAND®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, Titrette®, Transferpette® sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Die Wort-Bild-Marke BRANDGROUP ist Marke oder eingetragene Marke der Brand Group SE & Co. KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Erneuerbare Energie
Wir produzieren mit 100 % Ökostrom und selbst erzeugtem Strom als Nebenprodukt unserer Wärmeerzeugung in einem effizienten Blockheizkraftwerk.

Nachhaltige Verpackung
Wir verwenden für die Produktverpackungen Kartonagen mit einem Recyclinganteil von rund 90 %.

BRAND ist mit dem **Silber-Status** als nachhaltiges Unternehmen von EcoVadis ausgezeichnet worden. Mehr Informationen finden Sie unter www.brand.de.

Buddeberg GmbH
Mallaustr. 49
68219 Mannheim
Tel.: 0621 87690-0